

hydrogum[®] 5

A SAFE STABILITY!



Clinical
High Stability Alginate

Zhermack[®]
CLINICAL

hydrogum® 5

5 giorni di stabilità!



hydrogum® 5

APPLICAZIONI CLINICHE

L'alginato *dust-free* a *presa rapida* utilizzato nei seguenti casi clinici:

- ponti e corone provvisori
- protesi mobili
- modelli studio
- antagonisti in protesi fissa e mobile

CARATTERISTICHE UNICHE

Grazie alla sua formula esclusiva, **HYDROGUM 5** garantisce:


- **stabilità dimensionale** superiore ai prodotti concorrenti
- **affidabilità** dei risultati protesici
- **tissotropia**
- **recupero elastico** elevato

AROMA ESOTICO

L'aroma *mangustan fruit* rende **gradevole** al paziente il momento della presa d'impronta



La conservazione dell'impronta all'interno di un "long-life bag" consente di colare il modello entro 5 giorni senza variazioni dimensionali



VANTAGGI DEL 5

5 GIORNI DI STABILITÀ DIMENSIONALE:
HYDROGUM 5 permette di colare l'impronta entro 5 giorni ottenendo **modelli altamente precisi**

5 SECONDI PER ASSORBIRE L'ACQUA:
la formulazione innovativa di **HYDROGUM 5** consente un rapido assorbimento dell'acqua e una **miscelazione omogenea**

5 ANNI DI GARANZIA ZHERMACK:
l'innovativo sistema di **confezionamento** in **atmosfera controllata** mantiene inalterate le caratteristiche dell'alginato garantendo la **"shelf life"** del prodotto per 5 anni

DATI TECNICI TESTATI

Tempo di miscelazione	<30''
Tempo di lavorazione	1' 05''
Tempo di permanenza nel cavo orale	45''
Tempo di presa	1' 50''
Recupero elastico (ISO 1563)	98%
Deformazione permanente (ISO 1563)	13%
Resistenza alla compressione (ISO 1563)	1,2 MPa
Perdita d'acqua dopo 5 gg.	0,5%



Confezionamenti gamma

C302070 HYDROGUM 5	1 busta 453 g
C302071 HYDROGUM 5 INTRO KIT	1 barattolo con 2 buste da 453 g + set misurini
C302025 HYDROGUM	1 busta 500 g
C302041 HYDROGUM INTRO KIT	1 barattolo con 2 buste da 500 g + set misurini
C302205 NEOCOLLOID	1 busta 500 g
C302221 NEOCOLLOID INTRO KIT	1 barattolo con 2 buste da 500 g + set misurini
C302145 ORTHOPRINT	1 busta 500 g
C302161 ORTHOPRINT INTRO KIT	1 barattolo con 2 buste da 500 g + set misurini
C302086 PHASE PLUS	1 busta 453 g
C302102 PHASE PLUS INTRO KIT	1 barattolo con 2 buste da 453 g + set misurini
C302240 TROPICALGIN	1 busta 453 g
C302242 TROPICALGIN INTRO KIT	1 barattolo con 2 buste da 453 g + set misurini

Accessori

C300990	SPATOLA PER ALGINATI conf. 6 spatole
U113280	SCODELLA IN GOMMA
C300960	LONG LIFE BAG conf. 100 sacchetti
C400431	ALGITRAY LIQUID soluzione per la rimozione di alginato su portaimpronta. Flacone da 2 l
C400430	ALGITRAY POWDER barattolo da 1 kg + misurino
C300900	1 set misurini per Hydrogum 5 (1 misurino acqua + 1 misurino polvere)
C300910	1 set misurini per alginato (1 misurino acqua + 1 misurino polvere)

Accessori Apparecchiate

XR0250600	Tazza per alginato 350 cc azzurra
XR0250601	Tazza per alginato 350 cc arancio
XR0250602	Tazza per alginato 350 cc blu
XR0250603	Tazza per alginato 350 cc verde
XR0250604	Tazza per alginato 350 cc bianca
XR0250606	Tazza per alginato 350 cc grigio
XR0250650	Tazza per gesso 600 cc grigio
C300990	Spatola fluo 6 pz
C303030	Scala dosaggio per Alghamix II
XR0250670	Disco di miscelazione per Alghamix II con scala dosaggio 20 fogli
C207200	Spatola per miscelazione siliconi

Apparecchiate

C303230	ALGHAMIX II Automatic alginate mixer (230 V)
---------	--

BRANCH

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 73 11
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermack.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661-4195
Tel. +1 (877) 819-6206
+1 (732) 389 8540
Fax +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
+44 - (0) 7870 690811
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

FRANCE
Tel. 0800 - 915083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 - 55 - 91980497
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 - 2601777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com